

Новые требования к комплектующим аптечки

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
|-------|---|---|---|---------------------------------|
| 1* | 182450 | Маска хирургическая, одноразового использования | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 10 шт. |
| | 367580 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | | |
| 2* | 122540 | Перчатки смотровые /процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| | 122560 | Перчатки смотровые /процедурные из латекса гевеи, опудренные | | |
| | 139350 | Перчатки смотровые /процедурные из полихлоропрена, неопудренные | | |
| | 139360 | Перчатки смотровые /процедурные из полихлоропрена, опудренные | | |
| | 185830 | Перчатки смотровые /процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | | |
| | 185850 | Перчатки смотровые /процедурные нитриловые, опудренные | | |
| | 205280 | Перчатки смотровые /процедурные виниловые, неопудренные | | |
| | 205290 | Перчатки смотровые /процедурные виниловые, опудренные | | |
| | 298450 | Перчатки смотровые /процедурные из гваюлового латекса, неопудренные | | |
| | 320790 | Перчатки смотровые /процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные | | |
| | 321530 | Перчатки смотровые /процедурные полиизопреновые, неопудренные | | |
| 3 | 327410 | Маска для сердечно-легочной реанимации, одноразового использования | Устройство для проведения искусственного дыхания Рот – Устройство – Рот | 1 шт. |
| 4** | 210370 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, многоразового использования | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| | 210380 | Жгут на верхнюю/нижнюю конечность, одноразового использования | | |

| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Требуемое количество (не менее) |
|-------|---|---|--|---------------------------------|
| 5* | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см | 4 шт. |
| | 150140 | Бинт марлевый тканый стерильный | | |
| 6* | 150130 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см | 4 шт. |
| | 150140 | Бинт марлевый тканый стерильный | | |
| 7 | 223580 | Салфетка марлевая тканая, стерильная | Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см, №10 | 2 уп. |
| 8** | 136010 | Лейкопластырь кожный стандартный | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см | 1 шт. |
| | 122900 | Лейкопластырь кожный гипоаллергенный | | |
| | 141730 | Лейкопластырь кожный силиконовый | | |
| | 269230 | Лейкопластырь кожный водонепроницаемый | | |
| 9 | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 x 7,2 см | 10 шт. |
| 10 | 142270 | Лейкопластырь для поверхностных ран антибактериальный | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 x 10 см | 2 шт. |
| 11 | 293880 | Одеяло спасательное | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см | 2 шт. |
| 12** | 260590 | Ножницы хирургические общего назначения, многоразового использования | Ножницы для разрезания повязок | 1 шт. |
| | 116910 | Ножницы для перевязочного материала, многоразового использования | | |
| | 103290 | Ножницы для разрезания тонкой гипсовой повязки | | |
| | 151740 | Ножницы диссекционные | | |

* Любая комбинация медицинских изделий с учетом минимального количества.

** Одно изделие на выбор.

| № п/п | Наименование | Требуемое количество (не менее) |
|-------|--|------------------------------------|
| 1 | Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам | 1 шт. |
| 2 | Футляр | 1 шт. |
| | Сумка | |

