

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 135 Красноармейского района Волгограда»  
Юридический адрес: 400051, г. Волгоград, ул. им. Копецкого, 8  
тел.: (8442) 63-24-78; факс: (8442) 63-24-78  
[dou135@volgadmin.ru](mailto:dou135@volgadmin.ru)  
ИНН 3448020260\ КПП 344801001 ОГРН 1033401199006

---

## СПРАВКА

### **по итогам оперативной проверки по теме: «Контроль за отбором и хранением суточных проб».**

В соответствии с годовым планом МОУ детского сада № 135 на 2024/2025 учебный год, планом-графиком контроля по организации и качества питания воспитанников и на основании приказа заведующего в целях изучения уровня организации питания, выполнения СанПиН в период с 04.11.2025 по 18.11.2025 г был проведен оперативный контроль по вопросу: «Контроль за отбором и хранением суточных проб».

Родительский контроль в составе:

Селезневой А.Л.

Плахотиной В.Ю.

Фоминых М.Д.

Аперян А.В.

Семеновой Н.В.

Мастеровой Ю.А.

Шкуновой Н.А., медицинской сестры МОУ Детского сада №135;

Ромазановой Е.В., ответственного за организацию питания в МОУ Детский сад № 135.

провели проверку

Цель проверки: Оценка соблюдения санитарных норм и правил при отборе и хранении суточных проб. В ходе проверки выявлено: Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации, медицинского работника. Результаты контроля регистрируются в специальном журнале. Масса порционных блюд соответствует выходу блюда, указанному в меню. Ромазановой Е.В. производится ведение журнала отбора и хранения суточных проб, которое осуществляется регулярно и в полном объеме. Записи в журнале соответствуют меню и времени приготовления блюд. Подписи ответственных имеются. Сотрудники пищеблока ответственные за отбор и хранение суточных проб, ознакомлены с инструкцией по отбору и хранению суточных проб, что подтверждается записью в журнале инструктажа. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, расположенный в помещении пищеблока, что соответствует санитарным требованиям. Температурный режим в холодильнике для хранения суточных проб соответствует требованиям санитарных норм (от +2

